

El Kenko® PowerMini ofrece la exclusiva y avanzada tecnología magnética DynaFlux, en un diseño extremadamente compacto que se adapta fácilmente a una superficie y se puede llevar a cualquier lugar. Es ideal para aquellas personas con un estilo de vida activo.

La tecnología DynaFlux es la única tecnología de imanes permanentes que produce un campo magnético intensificado, produciendo un flujo que se extiende más allá de la superficie para una mayor cobertura magnética.

El Kenko® PowerMini tienen un tamaño compacto, respaldo adhesivo que no irrita la piel de grado médico. Tanto el imán como el adhesivo son resistentes al agua.



KENKO POWER mini® CON TECNOLOGÍA DYNAFLUX

12 kenko Magnetos PowerMini · 24 discos adhesivos



MATERIALES

- Imán de ferrita de estroncio
- Superficie de tela adhesiva

DIMENSIONES

Diámetro del imán 10 mm.
Discos adhesivos 2,54 cm

CONTENIDO

12 imanes Kenko® PoweMini
24 discos adhesivos

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

90 días después de la fecha de compra en contra de defectos de fabricación. La garantía no cubre el desgaste por el uso normal o inadecuado.

SU ASESOR DE BIENESTAR INDEPEDIENTE NIKKEN



FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA

Kenko PowerMini | Cód.1462

DISPONIBILIDAD POR PAÍS

Kenko PowerMini	CHL	COL	CRI	ECU	GTM	MEX	PAN	PER	SLV
	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA

- Tecnología magnética de DynaFlux.
- 750 gauss

MODO DE USO

1. Abra la caja con cuidado (contiene objetos pequeños) y despegue un imán PowerMini presionando un dedo contra la parte inferior de la caja.
2. Retire el reverso adhesivo del disco y únelo a la parte plana del imán PowerMini.
3. Adhiera el imán PowerMini contra la piel.

*Pueden ser usados por períodos de hasta 3 días. Vea las instrucciones completas de uso incluidas en el producto.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Limpie el imán con un paño húmedo con un detergente suave o lávelo a mano con agua tibia y un detergente suave. Séquelo suavemente.

PRECAUCIÓN:

NO ES UN VENDAJE ADHESIVO. No lo ponga sobre laceraciones, magulladuras, piel irritada o lastimada. Si utiliza un dispositivo médico electrónico, como un marcapaso o tiene un implante quirúrgico sensible al magnetismo, no utilice este producto. Las mujeres en el primer trimestre de embarazo o cualquier persona que tenga problemas de salud, deben consultar a su médico antes de usar este producto. Si experimenta irritación en la piel por usar este producto, suspenda su uso. Mantenga este y otros objetos pequeños fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.